

Thermomac

Sabit Sıcaklıklı Kurutma Fırını

DO SERİSİ

Bu yeni cihaz, numuneler için okul laboratuvarı, endüstriyel ve madencilik, gıda işleme, biyokimya, tarım ve ilaç endüstrisinde kurutma, pişirme, katılaşma ve termal arıtmada yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Özellikleri:



- Yeni dikey tasarım, soğuk haddeleme çelik elektrostatik dış püskürtme.
- Paslanmaz çelik iç hazne, kolay temizlik için köşelerde yarı dairesel yaylar. Odadaki raflar arasındaki boşluk ayarlanabilir. İki taraflı hava ısıtma geçişi ve alttaki ısıtma kapağı hızlı bir şekilde monte edilebilir ve sökülebilir.
- Sabit sıcaklık çalışması, yüksek sıcaklık alarmı, otomatik durma, hassas sıcaklık kontrolü, çalışma zamanlaması (0-9999min) ve okumaya elverişli işlemlere sahip PID mikro bilgisayar akıllı sıcaklık denetleyicisi.
- Geniş, içi boş temperli cam gözlem penceresi, ayarlanabilir hava geçirmez toka kilidi ve silikon kauçuk conta ile yüksek kaliteli ısı yalıtım kapısı.
- Yüksek ve alçak dişli ısıtma gücü, isteğe bağlı olarak farklı ısıtma gücü seçme özelliği.
- Yüksek parlaklıklı dijital ekran, çoklu veri gösterir, zamanlama ve yüksek sıcaklık koruması işlevine sahiptir.
- Bağımsız sesli ve görünür sıcaklık sınırlayıcı alarm sistemi, sıcaklık sınırı aşıldığında gücü otomatik olarak keserek kazayı önler ve deneylerin güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.
- CE belgeli
- 2 yıl garantili

Teknik Özellikleri:

MODEL	DO30	DO45	DO65	DO125
Voltaj	200-240V/50-60Hz			
Sıcaklık Aralığı	RT +10~300°C			
Sıcaklık Değişimi	±1.0°C			
Sıcaklık Çözünürlük Oranı	0.1°C			
Ortam Sıcaklığı	5-40°C			
Isıtma Gücü(kw)	0.8	1	1.5	2.5
İç pervane boyutu(mm)	310*310*310	350*350*350	400*360*450	500*450*550
Dış Ebatlar(mm)	450*490*685	490*530*730	540*540*830	640*630*930
Paketleme Boyutu(mm)	550*575*780	630*600*820	650*640*920	750*730*1020
Raf başına yük	2 standart konfigürasyon için 15 kg			
Net Ağırlık(kg)	33	37	44	60
Zamanlama Aralığı	0-9999dak			



İçerik Bilgileri:

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
001029001	DO-30 Sabit Sıcaklıklı 30 Litre Kapasiteli Kurutma Fırını ve 2 raf ile birlikte
001029002	DO-45 Sabit Sıcaklıklı 45 Litre Kapasiteli Kurutma Fırını ve 2 raf ile birlikte
001029003	DO-65 Sabit Sıcaklıklı 65 Litre Kapasiteli Kurutma Fırını ve 2 raf ile birlikte
001029004	DO-125 Sabit Sıcaklıklı 125 Litre Kapasiteli Kurutma Fırını ve 2 raf ile birlikte