

Thermomac

Seramik Manyetik Karıştırıcı

TM19

Bu yeni seramik plakalı karıştırıcı, okulda, laboratuvarında, endüstri ve madencilikte, gıda işleme, biyokimya ve tarımda sıvı maddeler için ısıtma ve karıştırma işlemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.


Özellikleri:



- Sızıntıyı engelleyen gerdirilmiş kaplama
- Isıtma ve karıştırma işlemlerini aynı anda yapabilme, sabit sıcaklık, hızlı ısıtma ve emniyet özellikleri
- Isıtma gücü ve karıştırma hızı kademesi birkaç adımda ayarlanabilir, maksimum 380 dereceye kadar sıcaklık, maksimum 2000 rpm'e kadar hız.
- Kimyasal dirence sahip seramik kaplar
- Otomatik ayarlama fonksiyonlu PID kontrol cihazı
- CE belgeli
- İki yıl garantili

Teknik Özellikleri:

Maksimum plaka sıcaklığı	380 °C
Karıştırma hızı	100-2000 rpm ayarlanabilir
Isıtma plakası ölçüleri	kare 190mm x 190mm
Isıtma plakası materyali	Kimyasal dirençli seramik
Karıştırma kapasitesi	5000ml'e kadar sıvı hacmi
Isıtma gücü	600 watt
Destek standıyla birlikte yükseklik	390mm
Gereken elektrik voltajı	220/240 volt, 50/60 Hz
Toplam boyut (LxWxH)	315mm x 190mm x 120mm
Yükseklik	5.250 kg



İçerik Bilgileri:

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
001011003	TM19 seramik manyetik karıştırıcı; destek standı, ayarlanabilir termometre/prob tutucu ve PTFE kaplı manyetik balık ile birlikte sunulur.