

Thermomac

Paslanmaz Çelik Su Distile Cihazı

WS SERİSİ



Bu cihaz serisi, elektrikli ısıtma distilasyonu ile musluk suyundan saf su üretme özelliğine sahiptir. Sağlık ve tıp birimlerinde, kimya sanayiinde, bilimsel araştırma kurumları ve laboratuvar gibi alanlarda kullanılır.

Özellikleri:



- Damgalama ve kaynak yöntemiyle yüksek kaliteli paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Anti-korozyon, dayanıklı, güvenli, kolay kullanım ve dengeli fonksiyon özellikleri ile donatılmıştır.
- İyi ısı alışverişi ve büyük su çıkışı olan sarmal paslanmaz çelik boru kondenseri
- Su seviyesi düştüğünde güç kaynağını kesen ve alarmı otomatik olarak etkinleştiren ve su ikmalinden sonra tekrar ısıtmaya devam eden seviye kontrol özelliği.
- CE belgeli
- 2 yıl garantili

Teknik Özellikleri:

MODEL	WS5L	WS10L	WS20L
Güç Kaynağı	220V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz
Güç(kw)	4.5	7.5	15
Su Boşaltma	5L/s	10L/s	20L/s
Paket Ağırlığı	7	8.5	11
Net Ağırlık	5.5	6.5	9.5
Dış Ebatlar (cm)	33×24×73	35×27×83	38×38×98
Paket Boyutu(cm)	38×35×85	38×36×90	41×41×111

İçerik Bilgileri:

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
001020001	WS5L 5 litre kapasiteye sahip otomatik paslanmaz çelik su distile cihazı
001020002	WS10L 10 litre kapasiteye sahip otomatik paslanmaz çelik su distile cihazı
001020003	WS20L 20 litre kapasiteye sahip otomatik paslanmaz çelik su distile cihazı