

# Thermomac

## Vorteks Mikser

### TM SERİSİ

Thermomac TM3000V, kompakt tasarımı Vorteks Karıştırıcı olup, güçlü bir mekanizma kullanılarak tüplerdeki hücrelerin biyolojik ve kimyasal sıvı bileşenlerin kuvvetli bir şekilde hafif karıştırma ile yeniden süspansiyon edilmesinde idealdir. Hem dokunmatik işlev hem de sürekli çalışma için uygundur.



### Özellikleri:



- Geniş hız aralığı 0-3000rpm
- 6mm orbital çapı
- Dokunmatik mod, zamanlayıcı modu ve sürekli mod mevcuttur
- Fırçasız DC motor ve sağlam demir / alüminyum döküm taban
- Tam koruma için düşük çalışma voltajı (12V)
- Mükemmel karıştırma kabiliyeti ile 3 saniyede 50 ml'lik kaplar karıştırabilir
- Mükemmel dinamik denge tasarımı, karıştırmadaki herhangi bir hareketi ortadan kaldırabilir
- Farklı değiştirilebilir ekleri ile çeşitli uygulamalar
- Güç kaynağı CE, cULus, CCC, SAA ve FCC sertifikalıdır
- İki yıl garantili

## Teknik Özellikleri:

Model	TM3000V
Çalışma modu	Sürekli/dokunma modu
Hareket tipi	Orbital
Orbital çapı	6mm
Hız aralığı	0-3000rpm
Hız görüntüleme	Skala
İzin verilen ortam sıcaklığı	5 - 40 °C
İzin verilen bağıl nem	80%
DIN EN 60529'a göre koruma sınıfı	IP 21
Voltaj	200 - 240 / 115 / 100 V
Frekans	50/60 Hz
Güç	36W
Motor giriş gücü	30W
Motor çıkış gücü	15W
Boyutlar (W x H x D)	107x146x166mm
Ağırlık	3kg

## Aksesuarlar:

Part No.	Açıklama
TM3000-31	Test Tüp Eki, 54 x Ø6mm, TM3000-14 ile birlikte kullanılır.
TM3000-32	Test Tüp Eki, 18 x Ø10mm, TM3000-14 ile birlikte kullanılır.
TM3000-33	Test Tüp Eki, 12 x Ø12mm, TM3000-14 ile birlikte kullanılır.
TM3000-34	Test Tüp Eki, 8 x Ø16mm, TM3000-14 ile birlikte kullanılır.
TM3000-35	Test Tüp Eki, 8 x Ø20mm, TM3000-14 ile birlikte kullanılır.
TM3000-36	Microtitre plaka Eki, TM3000-14 ile birlikte kullanılır.
TM3000-14	Evrensek Üst plaka
TM3000-37	Erlenmeyer flask eki 100-250ml, TM3000-14 ile birlikte kullanılır.
TM3000-13	Standart üst